



MEDRAD® Mark 7 Arterion - Ваш Помощник в Ангиографии

**НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ**
ИНЪЕКТОРОВ
MEDRAD®

MEDRAD® Mark 7 Arterion

Система инъекторная для Ангиографии

Материал предназначен для специалистов здравоохранения

MEDRAD® Mark 7 Arterion - новое поколение автоматических инъекторов линейки Mark, предназначенных для ангиографии и эндоваскулярной хирургии

Оптимизация введения контрастного средства

- Поддержание и контроль заданных параметров введения контрастного средства: скорость и объем
- Индикация остаточного объема контрастного средства в шприце
- Возможность работы с многофазными протоколами
- Возможность создания и хранения до 35 протоколов
- Возможность работы в переменном режиме при манипуляциях на коронарных артериях и других сосудах малого диаметра*

Удобство в работе

- Русифицированный интерфейс со встроенной системой подсказок по работе с инъектором и установке расходных материалов
- Цветной сенсорный экран монитора
- Отображение информации о введении на экране монитора
- Фронтальная загрузка шприца

Сервисная поддержка

- Консультативная поддержка пользователей
- Гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание
- Широкий выбор программ технического обслуживания

Поддержка после установки оборудования

- Специалисты компании Байер проводят инструктаж по работе с оборудованием на рабочем месте оператора после покупки и установки оборудования

* При условии использования функции Vflow (вариабельный поток) и одноразового ручного контроллера



MEDRAD® Mark 7 Arterion получает высокие оценки в опросе удовлетворенности клиентов*



Специалисты по всему миру выбирают данный инъектор в качестве надежного помощника и отмечают простоту, безопасность и надежность его работы. Пользователи MEDRAD® Mark 7 Arterion утверждают, что с высокой вероятностью готовы рекомендовать данный инъектор и приобрели бы вновь.

97% говорят, что MEDRAD® Mark 7 Arterion хорошо себя зарекомендовал в работе

97% рекомендуют инъектор MEDRAD® Mark 7 Arterion

97% закупают вновь MEDRAD® Mark 7 Arterion

92% видят преимущества инъектора MEDRAD® Mark 7 Arterion в сравнении с инъектором, который они использовали ранее

80% оценивают работу инъектора MEDRAD® Mark 7 Arterion как отличное или очень хорошее

1. Простота в эксплуатации, установке расходных материалов и их смены, после проведения процедуры.
2. Надежная работа, минимальный простой оборудования, хорошая сервисная поддержка.
3. Оптимальный профиль безопасности и эффективности в рутинной практике.



* Опрос удовлетворенности клиентов Вауер на основании мнений 125 пользователей из Италии, Германии и США, декабрь, 2016

Информация о продукте: MEDRAD® Mark 7 Arterion Технические характеристики

Продукт	Каталожный номер
MEDRAD® Mark 7 Arterion	
Система инъекторная MEDRAD® Mark 7 Arterion, пьедестальная конфигурация	ART 700 PEDL
Система инъекторная MEDRAD® Mark 7 Arterion, настольная конфигурация	ART 700 TABL
Одноразовые стерильные расходные материалы	
Шприц одноразовый 150 мл, с трубкой для быстрого заполнения (25 шт/коробка)	ART 700 SYR
Функция MEDRAD® VFlow	
Программное обеспечение для переменного режима введения (вариабельный поток)	ART 700 VFL

Техническая спецификация	
Скорость потока (фиксированный режим)	0.1-45 мл/с, шаг повышения скорости введения 0.1 мл/с 0.1-59.9 мл/мин, шаг повышения скорости введения 0.1 мл/мин
Скорость потока (переменный режим)*	0.1-10 мл/с с шагом повышения 0.1 мл/с
Фазированное введение	до 4-х фаз (позволяет за одно введение вводить различные объемы контрастного средства с различной скоростью)
Объем:	150 мл с шагом повышения 1 мл
Предельное давление:	100–1200 psi с шагом повышения 1 psi 689–8273 кПа с шагом повышения 1 кПа
Время нарастания потока:	0.0–99.9 с, шаг возрастания 0.1 с
Время задержки:	Программируемое в диапазоне от 0.0–99.9 с, шаг возрастания 0.1 с
Скорость заполнения:	1–10 мл/с, шаг возрастания 0.1 мл/с
Объем заполнения:	1-150 мл, шаг повышения 1 мл
Память:	Создание и хранение до 35 протоколов
История введений:	До 50 инъекций в памяти
ISI функция:	Позволяет синхронизировать введение контрастного средства и рентгеновской экспозиции

*При условии использования функции Vflow (вариабельный поток)



MEDRAD® Mark 7 Arterion, пьедестальная конфигурация




MEDRAD® Mark 7 Arterion, настольная конфигурация


Четкое направление. ➤ От диагностики к лечению.

Все права защищены.

Настоящая публикация или какая-либо ее часть не подлежат переводу на другие языки, переизданию на любом физическом носителе или в электронной форме (включая создание фотокопий, запись на ленте, микрофотокопирование), хранению на носителе данных или в компьютерной системе без прямого письменного разрешения компании Bayer Medical Care Inc.

Все товарные марки и товарные знаки являются собственностью BAYER, если не указано иное, или если они каким-либо иным образом не рассматриваются в качестве собственности третьих сторон. За актуальной информацией обратитесь к уполномоченному представителю компании BAYER.

 **Производитель**
Bayer Medical Care Inc.
1 Bayer Drive
Indianola, PA 15051-0780
U.S.A.
Тел.: +1-412-767-2400
+1-800-633-7231
Факс: +1-412-676-4120

 Европейское представительство
Bayer Medical Care B.V.
Horsterweg 24
6199 AC Maastricht Airport
The Netherlands
Тел.: +31 (0)43-3585601
Факс: +31 (0)43-3656598

 **Bayer**

АО «БАЙЕР»
107113 Москва,
3-я Рыбинская ул, 18, стр.2
Тел.: +7 495 231-12-00
www.bayer.ru

 0086